

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Stat3 Para Wb Y Elisa - P40763

Número de artículo: CM0003000



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra STAT3 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta STAT3 humano y de ratón, peso molecular 88 kDa. Ideal para estudios de señalización JAK/STAT, inflamación e investigación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] STAT3 mAb de conejo
Observaciones/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; T3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6774
ID de gen	6774
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de STAT3 humano (P40763)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P40763
Peso de la proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo