

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Stat3 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

Número de artículo: CM0005270



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo STAT3 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta STAT3 humano, de ratón, rata y mono (~88kDa). Ideal para investigación en señalización JAK/STAT, inflamación y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo STAT3
Observaciones/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6774
GeneID	6774
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 611-710 del STAT3 humano (NP_003141.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P40763
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo