

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stat3 Para Wb Y Elisa - P40763

Número de artículo: CM0020777



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STAT3 humano (P40763), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con STAT3 de ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización JAK/STAT, la diferenciación Th17 y la regulación transcripcional en inflamación y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STAT3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Especie	Humano
ID de Gen	6774
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-770 del STAT3 humano (NP_644805.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40763
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo