

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Stat4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14765

Número de artículo: CM0011263

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-STAT4 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige al regulador transcripcional STAT4, crucial para la diferenciación Th1 y la señalización de interferón. Ideal para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo STAT4
Observaciones/Alias	SLEB11; STAT4
Especie	Humano
ID del Gen	6775
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 649-748 del STAT4 humano (NP_003142.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14765
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo