

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stat4 Para Wb - Q14765

Número de artículo: CM0025077

Introducción

STAT4 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal obtenido en conejo contra la proteína STAT4 recombinante humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta STAT4 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de vías de respuesta inmune y diferenciación de linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STAT4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLEB11; STAT4
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6775
GenelD	6775
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 569-748 de STAT4 humana (NP_003142.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14765
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo