


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stat5A Para Wb, If/Icc, Elisa - P42229

Número de artículo: CM0026228



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo STAT5A está validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con STAT5A humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la transducción de señales y la regulación de la transcripción en la lactancia y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	STAT5A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MGF; STAT5; STAT5A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6776
GeneID	6776
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42229
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo