


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Stat5B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51692

Número de artículo: CM0016256



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra STAT5B para Western blot, IHC y ELISA. Apto para muestras humanas y de ratón. Detecta el transductor de señal y activador de la transcripción 5B (90 kDa) implicado en la señalización de citocinas. - P51692

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STAT5B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	STAT5; GHISID2; STAT5B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6777
ID del Gen	6777
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 594-794 de STAT5B humano (NP_003143.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P51692
Peso Molecular de la Proteína	90kDa
Envío	Bolsa de hielo