

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Stat6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42226

Número de artículo: CM0002234



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-STAT6 de alta especificidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta STAT6 humano y de ratón, un factor de transcripción clave en la señalización de IL-4/IL-3, apoyando la investigación de vías de citocinas y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STAT6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
Especie	Humano
GeneID (humano)	6778
GeneID	6778
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 747-847 del STAT6 humano (P42226-1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P42226
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo