

Anti-Stat6 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - P42226

Número de artículo: CM0019350



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra STAT6 humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación en la señalización de IL-4/IL-3, la regulación de la transcripción y los estudios de respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STAT6 Conejo pAb
Observaciones/Alias	STAT6; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6B; STAT6C; transductor de señal y activador de la transcripción 6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6778
ID de Gen	6778
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 748-847 del STAT6 humano (NP_003144.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P42226
Peso Proteico	74kDa/81kDa/94kDa
Envío	Bolsa de hielo