

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stat6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42226

Número de artículo: CM0015383



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a STAT6, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta STAT6 de humano, ratón y rata para estudios sobre la señalización de IL-4/STAT6 y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STAT6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6778
GeneID	6778
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42226
Peso de la proteína	94kDa
Envío	Bolsa de hielo