

Anticuerpo Monoclonal Anti-Stathmin 1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P16949

Número de artículo: CM0011585

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Stathmin 1 humana (OP18, pp17) para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en dinámica de microtúbulos, leucemia y neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Stathmin 1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Stathmin 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3925
GeneID	3925
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre la posición 70 y 149 de la Stathmin 1 humana (P16949).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16949
Peso de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo