

Anticuerpo Policlonal Anti-Stathmina 1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16949

Número de artículo: CM0022108

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la Stathmina 1 (Op18/p19) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. La Stathmina 1 regula la dinámica de los microtúbulos y está sobreexpresada en leucemia aguda. Ideal para investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Stathmina 1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Stathmina 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3925
GeneID	3925
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Stathmina 1 humana (NP_005554.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16949
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo