

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stathmin 1 Para Wb Y Elisa - P16949

Número de artículo: CM0015757

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la Stathmin 1 humana. Validado para Western blot y ELISA, con reacción cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de la dinámica de los microtúbulos y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Stathmin 1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	Lag, SMN, OP18, PP17, PP19, PR22, LAP18, C1orf215, Stathmin 1
Especie	Humano
ID del gen	3925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-149 de la Stathmin 1 humana (NP_981944.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P16949
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo