

Anticuerpo Policlonal Anti-Stau2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nul3

Número de artículo: CM0029605

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STAU2 humano, una proteína de unión a ARN de doble hebra implicada en el transporte de ARNm a las dendritas. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STAU2 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	39K2; 39K3; STAU2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27067
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 del STAU2 humano (NP_001157852.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NUL3
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo