

Anticuerpo Policlonal Anti-Staufen Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095793

Número de artículo: CM0026519



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Staufen humano (STAU1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a la proteína de unión a ARN bicatenario involucrada en la localización de ARNm y la producción de partículas virales. Ideal para investigación de expresión génica e interacciones huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Staufen
Observaciones/Alias	STAU; PPP1R150; Staufen
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6780
GeneID	6780
Immunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 426-577 de Staufen humano (NP_059347.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095793
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo