

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stc1 Para Wb Y Elisa - P52823

Número de artículo: CM0022828

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STC1 humano (Estaniocalcina-1). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación renal del fosfato y las vías de la hipercalcemia.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nombre del Producto | STC1 Rabbit pAb          |
| Observaciones/Alias | STC; STC1                |
| Especie             | Humano                   |
| ID de Gen (Humano)  | 6781                     |
| ID de Gen           | 6781                     |
| Inmunógeno          | Proteína Recombinante    |
| Fuente              | Conejo                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales |
| Aplicación          | WB, ELISA                |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata              |
| SWISS               | P52823                   |
| Peso Proteico       | 28kDa                    |
| Envío               | Bolsa de hielo           |