

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52823

Número de artículo: CM0026939

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STC1 humano (Estaniocalcina-1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para estudios de reabsorción renal de fosfato y señalización hormonal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	STC; STC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6781
GeneID	6781
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-247 del STC1 humano (NP_003146.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52823
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo