


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Steap1 Para Wb, Elisa - Q9Uhe8

Número de artículo: CM0021399



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STEAP1 (antígeno epitelial de seis dominios transmembrana de la próstata 1). Adecuado para Western blot y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Útil para estudios de tumores de próstata y metabolismo del hierro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STEAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	STEAP; PRSS24; STEAP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26872
GeneID	26872
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de STEAP1 humano (NP_036581.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHE8
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo