


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Factor Esteroidogénico 1 (Sf-1/Nr5A1) Para Wb Y Elisa - Q13285

Número de artículo: CM0003178



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra factor esteroideogénico 1 (SF-1/NR5A1) para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con seres humanos y ratones. Se dirige contra SF-1 (52 kDa), un factor de transcripción esencial para la diferenciación sexual y la formación de tejidos esteroideogénicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra factor esteroideogénico 1 (SF-1/NR5A1)
Observaciones/Alias	ELP; SF1; FTZ1; POF7; SF-1; AD4BP; FTZF1; SPGF8; SRXX4; SRXY3; hSF-1; Steroidogenic factor-1 (SF-1/NR5A1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2516
GeneID	2516
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 351-461 del factor esteroideogénico 1 humano (SF-1/NR5A1) (Q13285)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13285
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo