

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Factor Esteroidegénico-1 (Sf-1/Nr5A1) Para Wb Y Elisa - Q13285

Número de artículo: CM0021711



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al factor esteroidegénico-1 humano (SF-1/NR5A1). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación del desarrollo de tejidos esteroidegénicos y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Factor esteroidegénico-1 (SF-1/NR5A1) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ELP; SF1; FTZ1; POF7; SF-1; AD4BP; FTZF1; SPGF8; SRXX4; SRXY3; hSF-1; Factor esteroidegénico-1 (SF-1/NR5A1)
Especie	Humano
ID de Gen	2516
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 del factor esteroidegénico-1 humano (SF-1/Factor esteroidegénico-1 (SF-1/NR5A1)) (NP_004950.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13285
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo