

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Proteína Portadora De Esterol 2 (Scp2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22307

Número de artículo: CM0005044



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra la Proteína Portadora de Esterol 2 (SCP2, P22307) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo lipídico y oxidación peroxisomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Proteína portadora de esterol 2
Observaciones/Alias	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; Proteína portadora de esterol 2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6342
ID del Gen	6342
Inmunógeno	Péptido Sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Proteína Portadora de Esterol 2 humana (P22307)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22307
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo