

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stim1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13586

Número de artículo: CM0031049



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STIM1 humano (SWISS Q13586), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización de Ca²⁺ y entrada de calcio operada por almacenes (SOCE).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STIM1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6786
GeneID	6786
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 530-685 de STIM1 humano (NP_003147.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13586
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo