

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stim1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Número de artículo: CM0022972



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a STIM1 humano. Validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la entrada de Ca²⁺ operada por depósitos y las vías de señalización por calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STIM1 Rabbit pAb
Abreviaturas / Nombres alternativos	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6786
GeneID	6786
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 451-685 de STIM1 humano (NP_003147.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13586
Peso molecular de la proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo