

Anti-Stim1 Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Número de artículo: CM0006300



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra STIM1 humano (aa 530-685) para Western Blot, IHC-P, IP y ELISA. Diseñado para investigadores que estudian la entrada de calcio operada por depósitos. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	STIM1 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6786
GeneID	6786
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 530-685 del STIM1 humano (NP_003147.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13586
Peso proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo