

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stim2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P246

Número de artículo: CM0019875



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STIM2 humano, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con STIM2 humano, de ratón y de rata; el inmunógeno corresponde a los aminoácidos 60-180. Adecuado para el estudio de la entrada de calcio operada por depósitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STIM2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	STIM2
Especie	Humano
ID del gen	57620
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-180 de STIM2 humano (NP_001162588)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9P246
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo