

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sting/Tmem173 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Wv6

Número de artículo: CM0005764



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra STING/TMEM173 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Ideal para investigación de inmunidad innata y autofagia. Peso molecular 42 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STING/TMEM173 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Especie	Humano
GeneID (Humano)	340061
GeneID	340061
Inmunógeno	Proteína recombinante de STING/TMEM173 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86WV6
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo