

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sting/Tmem173 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Wv6

Número de artículo: CM0003714



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra STING/TMEM173 (ERIS, MITA) humano para western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en inmunidad innata y la vía de señalización de STING.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STING/TMEM173 mAb de conejo
Observaciones/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	340061
ID del gen	340061
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-379 de STING/TMEM173 humano (NP_938023.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86WV6
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo