

Anticuerpo Policlonal Anti-Sting/Tmem173 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q3Tbt3

Número de artículo: CM0021406



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STING/TMEM173 de ratón, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta dianas humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización inmunitaria innata, la vía cGAS-STING y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STING/TMEM173 pAb Conejo
Observaciones/Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307008Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	340061
GeneID	72512
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 280-371 de STING de ratón (NP_938023.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q3TBT3
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo