

Pab De Conejo Anti-Sting/Tmem173 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Wv6

Número de artículo: CM0030760



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STING/TMEM173 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta STING en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en inmunidad innata y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo STING/TMEM173
Observaciones/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Especie	Humano
GeneID (Humano)	340061
GeneID	340061
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 254-379 de STING/TMEM173 humano (NP_938023.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86WV6
Peso proteico	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo