

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sting/Tmem173 - Q86Wv6

Número de artículo: CM0027677



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-STING/TMEM173 de alta calidad validado para Western blot, inmunoprecipitación, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Tiene reactividad cruzada con STING humano, de ratón y rata, lo que permite la investigación sobre inmunidad innata y la vía cGAS-STING.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STING/TMEM173 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Especie	Humano
GeneID (humano)	340061
GeneID	340061
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 139-379 de STING/TMEM173 humano (NP_938023.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86WV6
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo