

Anticuerpo Policlonal Anti-Stip1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31948

Número de artículo: CM0012993



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-STIP1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata, mono. Adecuado para la investigación de la co-chaperona de la proteína 1 inducida por estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STIP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10963
GeneID	10963
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P31948
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo