

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Stip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31948

Número de artículo: CM0003198



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra STIP1 humano (Hop) validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta STIP1 humano, de ratón y de rata; inmunógeno: aminoácidos 2-98 del STIP1 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STIP1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10963
ID de Gen	10963
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-98 del STIP1 humano (P31948)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31948
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo