


Anticuerpo Policlonal Anti-Stk19 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49842

Número de artículo: CM0016473



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra STK19/WHR1, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta STK19 humano, de ratón y de rata, un factor clave en la reparación del ADN acoplada a la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STK19 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
Especie	Humano
GeneID (humano)	8859
GeneID	8859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 75-364 de STK19 humano (NP_004188.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P49842
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo