


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stk19 Para Wb, Elisa - P49842

Número de artículo: CM0027611



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-STK19 validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Detecta STK19/WHR1, factor de reparación de hélice alada de 41 kDa. Ideal para investigación en reparación acoplada a la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STK19 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
Especie	Humano
GeneID	8859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 75-364 de STK19 humano (NP_004188.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49842
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo