

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stk26 (Mst4) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P289

Número de artículo: CM0023197



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STK26 humano (MST4/MASK), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apto para investigación en apoptosis, autofagia y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STK26 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MASK; MST4; STK26
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51765
GeneID	51765
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-416 de STK26 humano (NP_057626.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P289
Peso Molecular de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo