

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stk31 Para Wb, Elisa - Q9Bxu1

Número de artículo: CM0018680

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-STK31 validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce la STK31 humana (proteína quinasa 31 de serina/treonina), con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de quinasas específicas de testículo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STK31 pAb de conejo
Observaciones/Alias	TDRD8; SGK396; STK31
Especie	Humano
GeneID (humano)	56164
GeneID	56164
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 890-1019 de la STK31 humana (NP_113602.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9BXU1
Peso molecular	116 kDa
Envío	Bolsa de hielo