

Anticuerpo Monoclonal Anti-Stk33 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byt3

Número de artículo: CM0002089



Introducción

Anticuerpo monoclonal STK33 de conejo validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta STK33 humano, de ratón (~58 kDa), una quinasa de serina/treonina necesaria para la diferenciación de espermátidas y la fertilidad masculina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STK33 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	STK33
Especie	Humano
GeneID (Humano)	65975
GeneID	65975
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 399-514 de STK33 humano (Q9BYT3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BYT3
Peso Molecular de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo