

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stk36 Para Wb, Elisa - Q9Nrp7

Número de artículo: CM0017013

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STK36 humano (homólogo de Fused), adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Herramienta clave para la vía de smoothened, la regulación del factor de transcripción GLI y la investigación de cilios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STK36 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FU, CILD46, STK36
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27148
GeneID	27148
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-450 de STK36 humano (NP_056505.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NRP7
Peso Proteico	144kDa
Envío	Bolsa de hielo