


Anticuerpo Policlonal Anti-Stk38 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15208

Número de artículo: CM0029043



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STK38 (NDR1), probado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Dirigido a una quinasa involucrada en la señalización MAPK y la respuesta al daño del ADN. Adecuado para investigación en señalización celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STK38 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NDR; NDR1; STK38
Especie	Humano
ID del Gen	11329
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 366-465 de STK38 humano (NP_009202.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15208
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo