


Anticuerpo Policlonal Anti-Stk38L Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2H1

Número de artículo: CM0017534



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra STK38L (NDR2) para WB, IF/ICC y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la diferenciación neuronal y las vías de señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STK38L pAb de conejo
Observaciones/Alias	NDR2; STK38L
Especie	Humana
ID del gen (humano)	23012
ID del gen	23012
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 165-464 de STK38L humana (NP_055815.1)
Fuente	Coelho
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9Y2H1
Peso molecular	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo