

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Stk39 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Uew8

Número de artículo: CM0006546



Introducción

mAb de conejo STK39 (Q9UEW8) validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Alta especificidad para la quinasa STK39 humana, de ratón y de rata, un componente de la cascada WNK-SPAK/OSR1 que regula el transporte iónico y la presión arterial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo STK39
Observaciones/alias	DCHT; PASK; SPAK; quinasa relacionada con Ste 20; STK39
Especie	Humana
GeneID (humano)	27347
GeneID	27347
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 401-545 de STK39 humana (Q9UEW8).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q9UEW8
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo