

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stk39 Para Wb Y Elisa - Q9Uew8

Número de artículo: CM0026944



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la quinasa humana STK39, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la cascada de quinasas WNK-SPAK/OSR1 en el transporte de iones y la regulación de la presión arterial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STK39 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DCHT; PASK; SPAK; STK39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27347
GeneID	27347
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de STK39 humano (Q9UEW8).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UEW8
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo