

Anticuerpo Monoclonal Anti-Stk3/Mst2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13188

Número de artículo: CM0010094



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra STK3/MST2 humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en apoptosis y señalización Hippo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STK3/MST2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KRS1, MST2, STK3/MST2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6788
ID del gen	6788
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de STK3/MST2 humano (Q13188).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13188
Peso proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo