

Anticuerpo Policlonal Anti-Stk3/Mst2 (Fosfo T117) Para Wb Y Elisa - Q13188

Número de artículo: CM0001399



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STK3/MST2 fosforilado en Thr117, validado para Western blot y ELISA. Detecta STK3/MST2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de apoptosis y señalización Hippo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-STK3/MST2-T117 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KRS1; MST2; Fosfo-STK3/MST2-T117
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6788
ID de Gen	6788
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13188
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo