

## Anticuerpo Policlonal Anti-Stk3/Mst2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13188

Número de artículo: CM0028448



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STK3/MST2 humano, adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar la vía de señalización Hippo, la apoptosis y la función del centrosoma.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | STK3/MST2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | KRS1; MST2; STK3/MST2                                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 6788                                                                                                                                   |
| GeneID              | 6788                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 323-450 de STK3/MST2 humano (NP_006272.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS               | Q13188                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 56kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |