

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stmn2 Para Wb, Elisa - Q93045

Número de artículo: CM0030443

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STMN2 (Stathmin-2/SCG10). Validado en WB y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia sobre dinámica de microtúbulos y desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo STMN2
Observaciones/Alias	SCG10; SCGN10; STMN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11075
GeneID	11075
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 del STMN2 humano (NP_008960.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q93045
Peso Molecular de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo