


## Anticuerpo Policlonal Anti-Stra13 Para Wb, Elisa - A8Mt69

Número de artículo: CM0030306



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-humano STRA13/CENPX validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación sobre anemia de Fanconi, ensamblaje del cinetocoro y reparación del ADN. — A8MT69

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | STRA13 pAb de Conejo                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | D9, MHF2, CENP-X, FAAP10, STRA13                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID del Gen          | 201254                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-63 de STRA13 humano (NP_659435.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                            |
| SWISS               | A8MT69                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 9kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |