


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Strada Para Wb Y Elisa - Q7Rtn6

Número de artículo: CM0023095



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STRADA humana (proteína adaptadora de la cinasa relacionada con STE20 alfa). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Adecuado para el estudio de la activación de LKB1/STK11 y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STRADA pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	LYK5; PMSE; Stlk; STRAD; NY-BR-96; STRAD alfa; STRADA
Especie	Humana
ID del gen (humano)	92335
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-210 de STRADA humana (NP_699166.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q7RTN6
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo