


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Strada Para Wb, Elisa - Q7Rtn6

Número de artículo: CM0023259



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STRADA humana (proteína adaptadora de quinasa relacionada con STE20 alfa), adecuado para Western blotting y ELISA. Detecta STRADA humana y de ratón, con un peso molecular previsto de ~48 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] STRADA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LYK5; PMSE; Stik; STRAD; NY-BR-96; STRAD alfa; DA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	92335
GeneID	92335
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7RTN6
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo