

Anticuerpo Policlonal Anti-Strap Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3F4

Número de artículo: CM0025237

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína humana STRAP. Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA. Detecta STRAP endógeno en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para investigación del espliceosoma y la vía de señalización TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STRAP Conejo pAb
Observaciones/Alías	MAWD; PT-WD; UNRIP; STRAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11171
GeneID	11171
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de STRAP humano (NP_009109.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3F4
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo